

## DK Lite

*Микроскопска USB 2.0 дигитална видео камера с CMOS*



### Характеристики

- ✓ Моделът DK Lite е икономична версия на USB2.0 CMOS камерите.
- ✓ Софтуерът на камерата позволява автоматичен и ръчен баланс на бялото и пълен контрол над експозицията.
- ✓ Високоскоростният USB 2.0 интерфейс елиминира необходимостта от инсталиране на допълнителен хардуер.
- ✓ Сензорът с нисък шум осигурява отчетливи цветове при работа и в режим на светло поле, и в режим на тъмно поле.
- ✓ Пълноцветен под-прозорец в софтуера за бързо фокусиране и сканиране на пробите.
- ✓ 8 битови данни.
- ✓ Стандартен TWAIN интерфейс за бързо заснемане, архивиране и документиране на образите.
- ✓ Стандартен дизайн с "C"-mount закрепване, позволяващо лесно инсталиране на всеки тринокулярен микроскоп.
- ✓ Поддържа операционни системи Windows 98SE, 2000, ME, XP и 32-bit Vista
- ✓ Камерата не изисква допълнително захранване.
- ✓ Генерира AVI, JPEG, BMP, TIFF и RAW файлове.
- ✓ Софтуерът на камерата е INFINITY CAPTURE за Windows
- ✓ Максимална резолюция 1.5 мегапиксела 1440x1080
- ✓ Скорост 15 fps при максимална резолюция
- ✓ Скорост 60 fps при резолюция 640x480